

Travel-bid Használati és karbantartási útmutató

AZ EGYSÉG KARBANTARTÁSA

1. Használat után nyissa ki a vízbemenet kapuját (A), hogy megbizonyosodjon, arról hogy teljesen kiürítette a víztartályt (B)
2. Vegye ki a szórófejet a tokból (D), és mossa le tiszta vízzel. Törölje az egészet szárazra, majd helyezze be a külső használatú szórófejet (H1) a tokba, a megfelelő irányba.
3. Nyissa ki a vízbemenet kapuját (A), nyomja be egyszerre a tokot (D) és a víztartályt (B), amíg a tok (D) teljesen besüllyed a víztartályba (B).
4. Tegye a tisztító, belső használatú szórófejet (H2) és a tisztító szórófejet (H3) egy műanyag zacskóba, majd helyezze a hordozó táskába (G).

Megjegyzés:

Ne érje víz a külső tasakot (D)! Soha ne tegyen forró vizet az egységbe!
Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket vegye ki az elemet!

TARTOZÉKOK

A) Vízbemenet kapuja B) Víztartály C) Nyomógomb D) Tok E) Elemtartó fedele

F) Elemtartó fedél nyitója G) Hordozótáska

H1) Belső használatú szórófej H2) Külső használatú szórófej H3) Tisztító szórófej

Használat előtti tudnivalók:

Kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megismerkedjen az egység különböző részeivel és annak használatával. A készülék hatékonyságának szinten tartásáért és élettartamának növelése érdekében kizárólag alkáli tartóselemet használjon!

AZ ELEM BEHELYEZÉSE

Húzza ki az elemtartó fedelét (E) a mellékelt nyitóeszközzel (F). helyezze be az elemet a + (pozitív) végével a teteje felé, majd rögzítse az elemtartó fedelét. Amikor elemet cserél, bizonyosodjon meg arról, hogy az elemtartó felszíne teljesen száraz.

FERTŐTLENÍTÉS VÍZZEL

- 1) Nyissa ki alul a vízbemenet kapuját (A) csavarja ki a tokot (D), amíg a gomb(C)teljesen kijön magától.
- 2) A megtöltés után csukja be a vízbemenet kapuját (A).

Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a vízhőmérséklet ne legyen nagyon magas, nehogy a víz égési sérülést okozzon. Amikor nem használja a készüléket, ürítse ki teljesen a víztartályt (B), szárítsa ki és helyezze vissza a tartótokjába.

AZ IRRIGÁLÓ SZÓRÓFEJ HASZNÁLATA (H2)

- 1) A tiszta, langyos vizet és a megfelelő egészségügyi készítményt tegye a víztartályba (B).
- 2) Csatlakoztassa a belső használatú szórófejet (H2) a cső egyik végéhez, a másik végét pedig a tokhoz (D).
- 3) Akassza a hordozható bidét a csuklójára. Az irrigáló szórófejet helyezze a hüvelybe. Nyomja meg a gombot (C) a tisztításhoz.

Megjegyzés:

Minden használat előtt forró vízzel fertőtlenítse az irrigáló szórófejet (H2)! Fertőzés megelőzése érdekében soha ne használja más az egységet!

A KÜLSŐ HASZNÁLATÚ SZÓRÓFEJ HASZNÁLATA (H1)

- 1) Óvatosan húzza ki a külső használatú szórófejet.
- 2) Akassza a készüléket a csuklójára, ahogy az ábra mutatja, majd nyomja meg a gombot.
- 3) Irányítsa a szórófejet a kívánt helyzetbe és nyomja meg a gombot (C). A tisztító permet erőssége a szórófej oldalán lévő toló gombbal állítható.

Megjegyzés:

A termék az alján keresztül levegőt szív fel, ezért amikor az nincs használatban, ürítse ki teljesen a víztartályt (B), hogy a víz kiszivárgását megelőzze, valamint törölje szárazra az egységet.

A külső használatú szórófejet csak külsőleg használja!

A TISZTÍTÓ SZÓRÓFEJ HASZNÁLATA (H3)

- 1) Szerelje fel a tisztító szórófejet (H3), ahogy az ábra mutatja.
- 2) Nyissa ki a vízbemenet tetejét (A) és adjon a vízhez némi tisztálkodó szert. A szórófej tetejének (H3) elcsavarásával kiválasztja az Önnek megfelelő sugarú vízpermetet.
- 3) Akassza a csuklójára a készüléket, fogja meg az egységet és irányítsa a szórófejet a megtisztítandó terület felé.

